

SYNCOVISION *Vet*

OTOSCÓPIO DIGITAL.
UMA IMAGEM VALE MAIS
QUANDO GANHA VIDA.



Nunca foi só um otoscópio.
Um único instrumento para uma variedade impressionante usos e recursos:
exames do canal auditivo, cavidades nasais, pele, língua e dentes.



Facilita a colaboração e a conexão. Você e o tutor estarão na mesma página – ou seja na mesma tela.

Fique conectado com as pessoas as seu redor. Com um notebook ou um monitor externo conectado, você poderá mostrar imagens em tempo real enquanto examina o paciente, permitindo que outras pessoas acompanham o exame no detalhe.

Iluminação LED reproduz tons reais do tecido e brilho extremamente alto, expandindo o olhar clínico para os detalhes mais sutis.


Visor incrivelmente avançado, captura imagens digitais ampliadas em um nível mais profundo e de impressionante aparência.

Memórias que você não vai esquecer. Perfeito para armazenar 100.00 imagens, fotos e vídeos inigualáveis.

A liberdade de examinar. Duração da bateria por incontáveis consultas. No meio de um exame, a última coisa que se pode pensar é a pilha acabar.

Dê asas para suas conexões: grave, veja e compartilhe exames.

O equilíbrio perfeito entre a leveza e a delicadeza. Tamanho e espessura desenhados para caber na sua mão.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensão do dispositivo: 60 x 40 x 175mm, compacto e portátil para facilitar o manuseio e o transporte.
- Dimensão da sonda: Ø3.9mm x 60mm, projetada para proporcionar conforto e fácil inserção durante o exame.
- Peso: Aproximadamente 140 gramas, leve e ergonômico para minimizar a fadiga durante o uso prolongado.
- Visor LCD: O visor colorido de 1,5" TFT-LCD permite visualizar as imagens e vídeos.
- Resolução: Imagem - 1920 x 1080 (Full HD) e Vídeo - 1080 x 720, garantindo imagens e vídeos de alta qualidade para análises precisas.
- Tipo de foco: Fixo, garantindo imagens nítidas e claras sem a necessidade de ajustes complexos.
- Fonte de iluminação: Luz branca LED de alta luminosidade, proporcionando uma iluminação adequada e confiável para uma visualização clara.
- Formato do arquivo: JPEG para imagens e MP4 para vídeos, compatíveis com os sistemas mais comuns de visualização e análise.
- Interface: USB, Tipo C, garantindo conectividade versátil com outros dispositivos.
- Memória: Cartão Micro SD de 32GB incluso, com capacidade de armazenamento expansível para atender às suas necessidades.
- Wi-Fi: oferecendo conectividade rápida e estável para transferência de dados sem fio.